

DEZYNFEKCJA RĄK

ENZIM
Let's go for a cleaning

1

**NABIERZ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ
ŻELU ENZIM E 110 NA RĘCE**



2

**ROZETRZYJ ŻEL WEDŁUG
STANDARDÓW MYCIA (PATRZ:
INSTRUKCJA MYCIA RĄK ENZIM)**



3

**ODCZEKAJ 30 SEKUND DO
WYSCHNIĘCIA ŻELU**



RĘCE SĄ ZDEZYNFEKOWANE